

PBAIR®

ACCESSORI IAPV

(VENTILAZIONE A PRESSIONE ADDOMINALE INTERMITTENTE)

PBAir® è la nuova e innovativa interfaccia che consente la ventilazione a pressione addominale intermittente.


L'uso di PBAir® con un software dedicato per il ventilatore (BB Respirator) consente la ventilazione polmonare (migliorando lo scambio di gas) nei pazienti con debolezza muscolare e paralisi diaframmatica, condizioni comuni a tutti i pazienti neuromuscolari.



La ventilazione IAPV promuove una ventilazione non invasiva extratoracica, senza l'ausilio di maschere, evitando la tracheotomia, riducendo il rischio di decubito facciale dovuto alla maschera e migliorando la qualità della vita del paziente.

Di seguito, le misure disponibili per PBAir®.

NOTA: Su richiesta, è possibile fornire una misura non presente nella tabella sottostante.



Misura		
Codice	Lunghezza	Circonferenza vita
PBAir0090S	90 cm	70 cm
PBAir00100S	100 cm	80 cm
PBAir00115M	115 cm	95 cm
PBAir00120M	120 cm	100 cm
PBAir00128M	128 cm	108 cm
PBAir00134M	134 cm	114 cm
PBAir00144M	144 cm	124 cm
PBAir00150L	150 cm	130 cm